

Product Manual

产品说明书

产品货号:

PC21454

产品名称:

ICG 羧酸(吡啶菁绿羧酸)

分子式:

C₄₅H₅₀N₂O₅S

分子量:

730.95

溶解性:

易溶于 DMF、氯仿、甲醇等有机溶剂;微溶于水

分析检测

外观: 深绿色固体

溶液颜色: 绿色

荧光(Ex/Em): 786/822nm(溶于 MeOH/PBS 混合溶剂中检测)

储存与运输:

该产品为荧光染料,需避光保存。短期可于 4℃冰箱储存,长期请保存于-20℃阴凉干燥环境。该产品为羧酸,固体低温保质期二年以上。该产品在包装完整条件下很稳定,可常温运输与投递。