

Product Manual

产品说明书

产品信息

产品货号	产品名称
PR01498	MTSEA 生物素
PR01499	MTSEA 生物素-X
PR01500	MTSEA 生物素-XX

产品介绍

MTSEA 生物素染料在温和的条件下有选择地标记巯基，选择性标记细胞表面的巯基。该类产品功能一致，结构存在细微差异，具体可参考对应结构式。

应用范围

巯基标记染料




储运条件

-20 ℃ 避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

- 稳定性强：**产品性能稳定，标记效果好；
批间差小：产品为公司自研，批间差控制的好。

产品参数

名称	CAS 号	分子结构图
MTSEA 生物素	162758-04-5	
MTSEA 生物素-X	/	
MTSEA 生物素-XX	/	

注意事项

- 1.本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品和药品，不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。