

## Product Manual

## 产品说明书

### 产品货号

PR01494

### 产品介绍

生物素-X-C5-马来酰亚胺可以选择性地与硫醇耦合。

### 应用范围

荧光标记试剂

### 储运条件

-20 °C 避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

### 产品特点

**稳定性强：**产品性能稳定，染色效果好；

**批间差小：**产品为公司自研，批间差控制的好。


### 产品参数

外观：可溶于 DMSO 或 DMF 的白色固体

分子式：C<sub>27</sub>H<sub>39</sub>N<sub>5</sub>O<sub>7</sub>S

分子量：521.7

分子结构图：



### 注意事项

- 1.本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。