

## Product Manual

## 产品说明书

### 产品货号

PR01495

### 产品介绍

生物素乙二胺碘乙酰胺很容易与硫醇耦合。

### 应用范围

羧基反应染料

### 储运条件

-20 °C 避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

### 产品特点

**稳定性强：**产品性能稳定，染色效果好；

**批间差小：**产品为公司自研，批间差控制的好。


### 产品参数

外观：可溶于 DMF 的白色固体

分子式：C<sub>14</sub>H<sub>23</sub>IN<sub>4</sub>O<sub>3</sub>S

分子量：454.3

分子结构图：



### 注意事项

- 1.本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品和药品，不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。