

Product Manual

产品说明书

产品货号

PR01492

产品介绍

生物素尸胺，三氟乙酸盐可以耦合羧酸、DNA 和其它生物分子。

应用范围

羧酸反应染料

储运条件

4 °C 避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

稳定性强：产品性能稳定，染色效果好；

批间差小：产品为公司自研，批间差控制的好。


产品参数

外观：可溶于 DMSO 的白色固体

分子式：C₁₇H₂₉F₃N₄O₄S

分子量：442.5

分子结构图：



注意事项

- 1.本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品和药品，不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。