

Product Manual

产品说明书

产品信息

产品货号	产品名称	产品规格
PR01489	生物素 琥珀酰亚胺酯	50mg
PR01490	生物素-X 琥珀酰亚胺酯	10mg
PR01491	生物素-XX 琥珀酰亚胺酯	10mg

产品介绍

生物素染料在温和条件下可以很容易地和一级或二级胺反应，常用来标记蛋白。该类产品功能一致，结构存在细微差异，具体可参考对应结构式。

应用范围

蛋白标记

储运条件

-20 °C 避光保存，有效期见外包装；冰袋运输。

产品特点

- 稳定性强：**荧光亮度强且抗淬灭性好；
- 批间差小：**产品为公司自研，批间差控制的好。

注意事项

- 1.本产品仅限于科研，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品和药品，不得存放于普通住宅内。
- 2.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。