

## Product Manual

### 产品说明书

#### 产品货号

PC22347

#### 产品名称

维生素 K1 溶液

#### 用途

微生物培养基添加剂

#### 贮藏条件

2-8°C保存, 一年

#### 使用方法:

无菌环境下, 使用砂轮划割安瓿瓶蓝点正下方瓶颈处, 背向蓝点掰开安瓿瓶 (戴手套操作), 待培养基冷至 50 ~ 55°C 时无菌操作使用移液器添加适量本品, 轻轻混匀, 备用。

#### 产品性能:

无色、澄清透明

#### 注意事项:

- 1、维生素 K1 溶液为我司培养基配套添加剂, 请配套使用。
- 2、本产品用于实验室微生物检测。