


Product Data Sheet

Cas No.:	183619-38-7	Cat. No:	PL11960
Product Name:	CPI-1189		
Product synonym:	-		
Chemical name:	CPI-1189		
MF:	C13H18N2O2	FW:	234.29422
Purity:	≥98%	Batch No.:	-
Storage:			
Structural formula:			
λmax:	-	Formulation:	-
Solubility :			
SMILES :	C(NC1C=CC(C(NC(C)(C)C)=O)=CC=1)(=O)C		
InChI Code:	-		
InChI Key:			
WARNING This product is not for human or veterinary use.			

Product Description

CPI-1189 是一种具有抗氧化和神经保护活性的 TNF-α 释放抑制剂。CPI-1189 可用于 HIV 相关神经毒性研究，因此 CPI-1189 是 HIV 相关 CNS 疾病患者神经保护治疗的候选药物。

生物活性	CPI-1189 is a TNF-α release inhibitor with antioxidant and neuroprotective properties. CPI-1189 is used for researches of HIV-associated neurotoxicity and thus is a candidate for neuroprotective therapy in humans suffered from HIV-associated CNS disease.
包装储存	Powder -20°C 3 years; In solvent -80°C 6 months
溶解度数据	In Vitro: DMSO : 100 mg/mL (426.82 mM; Need ultrasonic)配制储备液